

TAMPA



Plně nastavitelná sedačka s funkčním podstavcem umožňuje dítěti se pohodlně účastnit všech domácích aktivit.



nastavení úhlu sedačky



plně nastavitelný

Velikosti



BAREVNÉ VARIANTY



TAMPA - polohovací zařízení pro děti se speciálními potřebami, které vyžadují podporu a stabilizaci sezení pro každodenní aktivity prováděné ve škole, doma nebo v rehabilitačním centru. TAMPA nabízí mnoho možností nastavitelnosti umožňující přizpůsobení sedačky individuálním potřebám každého dítěte, a to s použitím širokého sortimentu příslušenství. Podvozek zajišťuje stabilitu a pohyblivost s nastavitelnou délkou a sedačku s výškově nastavitelnou područkou. TAMPA je k dispozici ve 3 velikostech - STD, MAXI, SuperMAXI 42.

Základní provedení:

- polohovací opěra zad
- nastavení hloubky sedu
- nastavení šířky sedu pomocí flexi-sady
- nastavení výšky a úhlu sedu
- nastavitelná výška opěry zad
- nastavení výšky a úhlu podnožky
- vodící rukojeti
- hrazdička
- nastavitelná délka rozvoru podstavce
- opěrka hlavy
- barva konstrukce a potahů dle aktuální nabídky

Volitelné příslušenství:

- stoleček terapeutický
- klín abdukční, 4-bodový pás fixační, a další příslušenství dle aktuální nabídky

Objednávkové kódy:

TAMPA STD	TMP101YYY
TAMPA MAXI	TMP101XYY
TAMPA SuperMAXI 42	TMP101S2Y

Kódy ZP:

TAMPA :	částečná úhrada 5003249
---------	----------------------------

	STD	MAXI	SM42
Výška zádové opěry [mm]	520 - 650	570 - 680	580 - 690
Hloubka sedačky [mm]	280 - 310	340 - 430	340 - 430
Šířka sedačky [mm]	270/340	300/370	350/420
Sedačka - podnožka [mm]	260 - 400	260 - 400	260 - 400
Úhel opěry zad [mm]	0° - 180°	0° - 160°	0° - 160°
Úhel sedačky [mm]	+/-27°	+/-25°	+/-25°
Celková délka [mm]	600	600	600
Celková šířka [mm]	460	460	550
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]	970	970	980
Brzda	nožní	nožní	nožní
Celková nosnost [kg]	15,0	17,0	17,5
Celková nosnost [kg]	35,0	50,0	75,0

Výrobce:

patron

PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu

